



GOLEM

GOLEM Urodynamic 6ET

Wypożyczenie standardowe:

- schodek pacjenta nasuwany na podstawę fotela szt 1;
- segment nożny dokładany manualnie szt 1
- uchylna miska 3L szt 1;
- listwa do montażu wyposażenia na segmencie siedzenia 1 para;
- podpórki pod ręce pacjenta z uchwytem na listwę (demontowalne) 1 para;
- podpórki podudzia typu Goepela wyposażone w rzepy mocujące 1 para;
- wieszak z podkładem papierowym za segmentem pleców szt 1;
- uchwyt do uroflowmetru lub pullera profilometrycznego;
- stacjonarna podstawa stopki z możliwością poziomowania;
- regulacja funkcji elek-mech uzyskiwana za pomocą kablowego pilota ręcznego;
- regulacja segmentu głowy $\pm 30^\circ$ za pomocą przycisku sprężyny gazowej;
- możliwość wyboru z 20 kolorów pokrycia fotela;



Ustawienia :

Model	Regulacja wysokości	Regulacja segmentu pleców	Regulacja segmentu siedzenia	Programator pozycji badań i zabiegów
GOLEM <i>Urodynamic 6ET</i>	Elektromechaniczna 640-940mm	Elektromechaniczna 0-80°	Elektromechaniczna 0-30°	Programator (pamięć) 3 pozycji ustawienia fotela



Lista dostępnego wyposażenia dodatkowego dla fotela

- przejezdna podstawa - kółka z hamulcami ;
- para listew do montażu wyposażenia na segmencie pleców;

- podpórka infuzyjna ręki z uchwytem na listwę;
- ekran anestezjologiczny – ramka z uchwytem na listwę;
- stojak kroplówki z uchwytem na listwę;
- pas mocujący z uchwytem na listwę ;
- regulacja panel nożny zamiast pilota ręcznego;
- dwa systemy regulacji pilot ręczny + regulacja panel nożny;
- miska z odpływem;
- miska z odpływem i wiadrem;
- lampa LED na 0,5m wyginanym ramieniu;
- dodatkowa para podpórek typu Goepela lub strzemion;

Uwaga: Niestandardowo po indywidualnych uzgodnieniach z Klientem możemy wykonać fotel z dużą miską zabiegową o średnicy ok 400mm;

Poglądowe zdjęcia z realizacji



Poglądowy rysunek techniczny wymiarów blatu



