



GOLEM

Stół Zabiegowy GOLEM RTG

Stół do pracowni ECPW

Opis wersji podstawowej:


- Typ regulacji – elektro-mechaniczny
 - Jedno segmentowa powierzchnia robocza przeznaczona do współpracy ramieniem C aparatu RTG
 - Stół osadzony na dwóch elektromechanicznie regulowanych kolumnach;
 - Szerokość powierzchni roboczej stołu 750mm;
 - Powierzchnia do współpracy z ramieniem C ok - 1470mm
 - Długość powierzchni roboczej stołu 2100mm;
 - Elektromechaniczna regulacja wysokości kolumn w zakresie 560-960mm – regulacja za pomocą kablowego pilota ręcznego;
 - Aluminiowe osłony elementów kolumn;
 - Tworzywowe osłony elementów podstawy;
- Wyposażenie podstawowe stołu**
- odejmowalny materac o grubości 50mm – 1 szt;
 - podstawa stacjonarna (bez kół)

- Nośność stołu 200kg;

Lista dostępnego wyposażenia dodatkowego dla stołu:

- przejezdna podstawa - kółka 150mm z hamulcem ;
- elektromechaniczna regulacja pozycji Trendelenburga/ AntyTrendelenburga $\pm 12^\circ$ – regulacja za pomocą kablowego pilota ręcznego;
- pas mocujący z uchwytem na listwę lub pas mocujący bez uchwyty na listwę;
- para listew (szyn mocujących) do akcesoriów na odcinku pleców;
- para listew (szyn mocujących) do akcesoriów na odcinku brzuszny ;
- para listew (szyn mocujących) do akcesoriów na odcinku nożnym ;
- akumulator z możliwością ładowania ;
- podpórka infuzyjna ręki z mocowaniem na listwę;
- stojak płynów infuzyjnych z mocowaniem na listwę;
- dodatkowy materac;

Poglądowe zdjęcia sprzętu



Zalety stołu GOLEM RTG

- Stół w wersji jezdnej jest wysoce mobilny i sprawdza się w często ograniczonej przestrzeni pracowni ECPW;
- Duży zakres regulacji góra – dół oraz trendlenburga i Anty-trendelenburga pozwala na wygodną pracę zespołu przy zabiegu;
- Stół ma możliwość blokady jazdy na wprost co ułatwia pracę z ramieniem C aparatu RTG ;
- W zależności od wymagań do stołu dostępne jest wyposażenie dodatkowe;
- Stół jest dostępny na Rynku Polskim od ponad 10 lat, jest to sprawdzona konstrukcja z dobrą opinią użytkowników.